

Cama Hill-Rom® 900 con barandillas partidas

Sencillamente eficaz



Prestaciones

Las **barandillas partidas** se pueden **bajar con una sola mano** gracias al mecanismo de bajada automática rápida y suave, lo que facilita el rápido acceso a los pacientes

El **asa antideslizante y ergonómica para salida lateral** proporciona al paciente un soporte estable al salir de la cama.

Los **intuitivos controles de la cama** son muy sencillos de aprender y ayudan a reducir el riesgo de error humano

La función de **salida lateral con una sola pulsación** posiciona la cama para una salida más fácil y segura.

AutoContour™ y SlideGuard™ minimizan la migración del paciente en la cama, reduciendo así la compresión abdominal durante la articulación de la cama

EasyChair™ y la función de posición horizontal facilitan a los pacientes la adopción rápida de una postura sentada cómoda

El **indicador de altura baja** advierte al cuidador si la cama no está en la posición más baja, contribuyendo a una mayor seguridad en el entorno del paciente

La **quinta rueda direccional** facilita el transporte de la cama en cualquier dirección

El **botón de posición de shock** baja el respaldo y coloca la cama en posición de Trendelenburg con una sola pulsación, en caso de que el paciente sufra complicaciones

La **luz nocturna inteligente** refuerza la seguridad operativa de pacientes y cuidadores

Monitorización remota de los movimientos del paciente a través de **alertas de salida de cama** en el control de enfermería*

*Disponible en algunos mercados


Cama Hill-Rom 900 con barandillas partidas

Especificaciones técnicas		Hill-Rom 900 Pro	Hill-Rom 900 Elite
Carga segura de trabajo	220 kg	●	●
	250 kg	○	○
Peso de la cama		144 kg	144 kg
Ajuste de la altura		38,9 - 76,8 cm	38,9 - 76,8 cm
Respaldo deslizante SlideGuard		hasta 12 cm	
Clase de protección		IPX4	IPX4
Ángulos de la cama	Cabecero	0 a 65°	0 a 65°
	Sección del muslo	0 a 28°	0 a 28°
	Piecerero	- 22 a -3°	- 22 a -3°
	Trendelenburg/AntiTrendelenburg	De -17 a +17°	De -17 a +17°
Superficie de descanso	Anchura	90 cm	90 cm
	Longitud	200 cm	200 cm
Material de la superficie de descanso		Laminado de alta presión (HPL)	
Altura de la barandilla		39,3 cm	39,3 cm
Ruedas	125 mm de doble banda **	-	○
	150 mm de doble banda	○	○
Rueda direccional	En el extremo del cabecero	●	●
	En el extremo del piecerero	○	○
Quinta rueda direccional		○	○
Pedales de freno y dirección	En el extremo del piecerero	●	●
	En el cabecero y el piecerero **	○	○
Alarma de freno desconectado		○	○
Alarma de salida de cama de tres modos		-	○
Aviso al personal de enfermería		-	○
Mandos	Filar	●	○
	Integrados en las barandillas	-	●
	Mando en brazo flexible **	○	○
	Filar en el piecerero para el cuidador **	○	○
	Pedal de altura variable bilateral	○	○
Cabecero	Móvil	●	●
	Fijo	○	○
Indicador de altura baja **		○	●
EasyChair y función de posición horizontal		○	●
Luz nocturna inteligente		○	○
Posición de shock, en una pulsación **		○	○
Prolongador de cama con soporte para sábanas		○	○

** Solo disponible en combinación con algunas opciones.
Para más información, contacte con su representante local de Hill-Rom.

- = no disponible ● = estándar ○ = opcional

Cama Hill-Rom 900 con barandillas partidas



Luz nocturna inteligente opcional



Indicador de altura baja y función de salida lateral con una sola pulsación



Ruedas opcionales de doble banda de 125 mm **



Alarma de salida de cama de tres modos



Asas antideslizantes y mandos integrados



Pedal opcional bilateral de control de altura con bloqueo automático y quinta rueda direccional

Prestaciones estándar adicionales

- Palanca de CPR mecánica bilateral
- 6 puntos de anclaje para la retención del paciente
- Soportes de barra portasueros
- Soporte para accesorios bilateral
- Soporte de cable eléctrico
- Retenedores del colchón ajustables
- Batería

- Paneles extraíbles
- Indicadores de respaldo Line-Of-Site y Trendelenburg
- Función de salida lateral con una sola pulsación
- Freno central
- Indicador de necesidad de servicio técnico

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000 empleados en todo el mundo que ayudan recibir una mejor atención dentro y fuera del hospital. Nuestras innovaciones en cinco áreas fundamentales - **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio** - permiten mejorar los resultados clínicos y económicos y asegurar que los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países tienen los productos que necesitan para proteger a los pacientes, acelerar la recuperación y gestionar las condiciones. **Cada día, en todo el mundo, mejoramos los resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario.** Obtenga más información en hill-rom.com

mobility is life 

Hill-Rom mantiene un compromiso con el concepto de que la movilización temprana de los pacientes y la preservación de su independencia suponen una mejora en su calidad de vida, tanto en el hospital como en el hogar.

La cama Hill Rom 900 ha sido diseñada para su uso en entornos asistenciales intensivos, agudos y ambulatorios para pacientes con un peso ≥ 40 kg, una altura ≥ 146 cm y un IMC ≥ 17 .

Clase I

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de documento: 5E5129312-06, 28 junio 2018

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para más información sobre nuestros productos y servicios, contacte con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom